

Semimaschera filtrante Aria+ 2001 FFP2 Covid19 - Classe III (UNI EN 149:2009 modificata con RfU PPE-R/02.075 Version 2)

DPI:


Dimensioni (mm)	110 x 160 +/- 3
Peso (g)	4,6 +/- 5%
Strato esterno	Spunbond PP 30 g/m ²
Strati filtranti intermedi	Melt Blown PP
Strato esterno	Spunbond PP 30 g/m ²
Nasello	Metallo rivestito in Poliolefina
Lunghezza Elastici Latex Free (mm)	+/- 190
EFFICIENZA FILTRANTE (PFE) (%)	>98
RESISTENZA RESPIRATORIA (mbar)	Inspirazione 30 l/min <0,7 Inspirazione 95 l/min <2,4 Espirazione 160 l/min <3
Normative di riferimento	UNI EN 149:2009 modificata con RfU PPE-R/02.075 Version 2
Modalità di conservazione	Non esporre alla luce solare. Tenere lontano da fonti di calore e umidità
Vita utile	2 anni
Sterilità	Non sterile